

# pH D'UNE SOLUTION

## 0- INTRODUCTION :

### Expérience d'introduction :

Appuyer sur la touche « Ctrl » du clavier tout en cliquant sur le lien suivant pour voir la vidéo.

[https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH\\_2e379e37cf4645fd882e7f4f741be2a3/e\\_dulib\\_production\\_site\\_assets/paperclip\\_assets/textbook\\_resource/5d54096fccacda3dce9bfc70/video/5d540a249c5f582b7e7b91db\\_original.webm?1565789261](https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_2e379e37cf4645fd882e7f4f741be2a3/e_dulib_production_site_assets/paperclip_assets/textbook_resource/5d54096fccacda3dce9bfc70/video/5d540a249c5f582b7e7b91db_original.webm?1565789261)

Je vous propose d'essayer de trouver une explication à cette expérience un peu plus tard.



## I - Notion de pH :

**Activité 1 :** Sur certains produits on peut lire les indications suivantes :  
A votre avis, à quoi correspond le pH d'une solution :

.....  
.....  
.....



**Activité 2 :** Parmi ces différents produits, lesquels vous semblent-ils acides, et pourquoi ?

.....  
.....  
.....  
.....




## II - Mesure du pH :

**Le pH détermine le caractère acide ou non d'une solution.**  
Il se mesure à l'aide du papier pH ou avec un stylo pH.

### 1° Utilisation d'indicateurs colorés :

Un indicateur coloré est un composé qui a la propriété de changer de couleur en fonction du pH du milieu où il se trouve (V = zone de virage : changement de couleur).



**Activité :** A l'aide de ses nouvelles connaissances pouvez-vous expliquer l'expérience faite en début de leçon ?

.....  
.....  
.....

Pour vous aider à répondre voici une autre vidéo de l'expérience :  
[https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=170&v=92\\_AzIIOYzk&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=92_AzIIOYzk&feature=emb_logo)



## 2° Utilisation du papier pH :

**Expérience :** *Pour vous aider à compléter le tableau ci-dessous, voici une autre vidéo :*

<https://www.youtube.com/watch?v=tcEXYOPY7tk&index=29&list=PL4dLjiFkKt8c1mDUheHgK6IEvC3WOS0->

### Matériel nécessaire :

- ✓ différentes solutions : Déboucheur, eau, vinaigre.
- ✓ coupelle
- ✓ agitateur en verre
- ✓ papier pH



### Mode opératoire :

- ✓ **Découper** 3 petits bouts (2 cm de longueur environ) de papier pH.
- ✓ **Déposer** un morceau de papier pH dans la coupelle.
- ✓ **Plonger** l'agitateur dans un des bécher puis **déposer** une goutte de la solution étudiée sur le papier pH (**nettoyer** à chaque fois l'agitateur).
- ✓ A l'aide du couvercle de la boîte de papier pH, **déterminer** le pH des solutions et **compléter** le tableau ci-dessous.
- ✓ **Recommencer** l'opération pour les 2 autres solutions.
- ✓ **Bien rincer** l'agitateur à l'eau distillée et l'essuyer entre chaque mesure



Solutions	pH avec papier pH
Déboucheur	
eau	
vinaigre	



## 3° Utilisation du pH-mètre :

*Pour vous aider à compléter le tableau ci-dessous, voici une autre vidéo :*

<https://www.youtube.com/watch?v=BxEXjEGjHRQ&list=PL4dLjiFkKt8c1mDUheHgK6IEvC3WOS0- &index=31>

### Expérience : Matériel nécessaire :

- ✓ différentes solutions : Déboucheur, eau, vinaigre.
- ✓ 3 béchers
- ✓ pH-mètre
- ✓ pissette d'eau distillée



### NOTICE D'UTILISATION DU pH – METRE :

**Enlever** le capuchon de protection, **allumer** le pH-mètre. **Introduire** le pH-mètre dans le bécher contenant la solution à tester, **attendre** que l'indication se stabilise et **noter** la valeur lue. **Retirer** le pH-mètre, **l'éteindre** et le **rincer** au dessus de l'évier à l'aide de la pissette contenant de l'eau distillée.

### Mode opératoire :

- ✓ **Plonger** la sonde du pH-mètre dans la première solution.
- ✓ **Noter** la valeur du pH indiquée dans le tableau ci-dessous.
- ✓ **Rincer** l'électrode du stylo pH mètre avec de l'eau distillée au-dessus de l'évier.
- ✓ **Attention !!!!!!!!! Matériel à manipuler avec précaution**
- ✓ **Recommencer** l'opération pour les 2 autres solutions.

Solutions	pH avec stylo pH mètre
Déboucheur	
eau	
vinaigre	



Les valeurs de pH trouvées par les deux méthodes sont-elles identiques ?

.....

A votre avis quelle est la méthode la plus précise ? (**Justifier** votre choix)

.....

.....

Pour vous aider à compléter les pointillés ci-dessous, voici une autre vidéo :

<https://vimeo.com/173255257/da86561fd5>

En utilisant vos résultats, ou la vidéo, on trouve que les valeurs de pH varient entre ..... et .....

On classe habituellement les différents produits en trois types en fonction de leur pH


**pH acide** : .....

**pH neutre** : .....


**pH basique** : .....

Classer chacun des produits testés dans une de ces trois catégories :

.....



Conclure en complétant l'échelle de pH suivante :




### III – Comment changer le pH d'une solution ?

**Activité** : Comment peut-on atténuer l'acidité d'un jus d'orange ?

.....  
.....

### Préparation d'une solution par dilution



**Expérience** :

**Matériel** : - 1 bécher contenant du jus d'orange pur  
- 1 fiole jaugée de 100 mL  
- 1 système d'aspiration

- 1 pipette jaugée de 10 mL  
- 1 pissette d'eau distillée

**Mode opératoire** : **Décrire**, à l'aide des schémas ci-dessus et en utilisant le nom de la verrerie, les différentes étapes de la dilution au dixième du jus d'orange :

.....  
.....  
.....



#### IV- Les dangers des solutions acides et basiques :

- Les produits acides et basiques que l'on trouve dans le commerce sont souvent concentrés, c'est-à-dire que leur pH est inférieur à 2 ou supérieur à 12.
- Les pictogrammes de sécurité indiquent les dangers encourus.



##### Exemple 1 : Produit acide « anti-calcaire »

CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.  
Irritant pour les yeux et la peau.

Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Eviter le contact prolongé avec la peau. En cas de d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Ne pas faire vomir. Ne pas mélanger avec d'autres produits ménagers (eau de javel ...). Ce produit est préparé à base d'une solution acide. Se rincer les mains après utilisation. Il est recommandé d'utiliser des gants en cas de peau sensible. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser dans un espace bien aéré.



##### Exemple 2 : Produit basique « déboucheur de canalisation »

DANGER, contient de l'hydroxyde de sodium (soude). Provoque de graves brûlures.

CONSERVER SOUS CLE ET HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.  
Irritant pour les yeux et la peau.

Eviter le contact avec les yeux ou la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). Ne pas mélanger avec d'autres produits.

a) Les produits acides et basiques concentrés sont-ils dangereux ? Que peuvent-ils provoquer ?

.....

.....

b) Quelles sont les précautions à prendre pour utiliser sans danger les produits acides et basiques concentrés ?

.....

.....

