

Protocoles de coloration des coupes végétales pour mettre en évidence la lignine et la cellulose.

Deux colorations selon les produits utilisés :

Coloration carmino-vert de Mirande

1. javel = 10 min
2. rinçages à l'eau = 1 min (x 2)
3. acide acétique = 5 min
4. carmino-vert = 2 min
5. rinçage à l'eau = 1 min

Coloration au carmin acétique & vert d'iode (source Didier Pol)

1. javel = 10 min
2. rinçage eau = 1 min
3. acide acétique = 2 min
4. rinçage eau = 1 min
5. carmin = 10 min
6. vert d'iode = quelques secondes
7. rinçage eau = 1 min.